



Information

Informations • Informationen
Información • Informação • Bilgi
Informatie • Informazioni • informatsioon
informacija • informācija • информация
informacja • 信息 • מידע • معلومات



Distributor • Distributeur • Verteiler • Distribuidor • Distributör
• verdeler • Distributore • jagaja • skirstytuvass • izplatītājs •
Распределитель • Distribütör • 经销商 • תוארה • الموزع

Skins Sexual Health, Unit 5, Brunel Business Park,
Jessop Close, Newark, Nottinghamshire, NG24 2AG UK.

Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd
Floor, Tower St, Swatara, BKR 4013, Malta

Manufacturer • Fabricant • Hersteller • Fabricante • Tillverkare
• Fabrikant • fabbricante • tootja • gamintojas • ražotājs •
производитель • Üretici firma • 生产厂家 • יצרן • الشركة المصنعة

Dalian Latex Co., Ltd. No 18 Haixing Road
Pulandian District, Dalian, Liaoning Province, China.



Skins Condoms comply to the ENISO 4074
standard. Instructions revised: 10/2023
Expiry date of a condom is 5 years



SKCL-V2-10-2023



Read the leaflet before use

Medicines that might come in contact with the condom may damage it. Ask your doctor or pharmacist for advice. Only use additional lubricant that is safe to use with latex condoms. Oil-based products can damage a condom. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy. HIV or Sexual Transmitted Infections. Made from natural rubber latex. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock. Should the condom tear or leak during use, seek medical advice within 72 hours. Only use a condom from undamaged packaging. Never use a condom from a damaged foil. Stop and check if you feel the condom is slipping off. Also check when the condom feels too tight to prevent tearing. Only use a condom once. Multiple use will increase the risk of tearing and infections. Store in a cool dry place away from sunlight.

Instructions

- 1) Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery.
- 2) Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put the condom on when the penis is erect and before any physical contact, to prevent pregnancy or transmitting STIs.
- 3) If you accidentally roll the condom down the wrong way, throw it away and use a new one.
- 4) After ejaculation, withdraw whilst the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.
- 5) Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Lire la notice avant toute utilisation !

Les médicaments susceptibles d'être en contact avec le préservatif peuvent l'endommager. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Utilisez exclusivement un lubrifiant additionnel compatible avec les préservatifs en latex. Les produits à base d'huile peuvent endommager les préservatifs. Aucun contraceptif ne peut garantir 100 % de protection contre une

grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. Fabriqués en latex de caoutchouc naturel. L'utilisation de latex peut provoquer une réaction allergique, y compris un choc anaphylactique. Consultez un médecin dans les 72 heures en cas de déchirure ou de fuite du préservatif durant l'utilisation. Utilisez uniquement un préservatif dont l'emballage est intact. N'utilisez jamais un préservatif dont l'emballage/le film est endommagé. Arrêtez et vérifiez si vous sentez que le préservatif glisse. Vérifiez aussi si le préservatif semble trop serré afin d'éviter toute déchirure. N'utilisez un préservatif qu'une seule fois. Un usage multiple augmentera le risque de déchirure et d'infections. Conservez dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière du soleil.

Instructions

- 1) Déchirez l'emballage pour l'ouvrir et sortez le préservatif. Soyez vigilant(e) en cas d'ongles ou de bijoux.
- 2) Pincez l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index afin d'en expulser l'air. Enflez le préservatif lorsque le pénis est en érection et avant tout contact physique afin d'éviter une grossesse ou la transmission de l'I.T.S.T. Si vous déroulez accidentellement le préservatif à l'envers, jetez-le et utilisez un nouveau.
- 3) Après éjaculation, retirez-vous alors que le pénis est encore en érection. Tenez l'anneau pour éviter que le préservatif ne glisse.
- 4) Nouez le préservatif et jetez-le. Ne le jetez jamais dans les toilettes.

Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen!

Medikamente, die mit dem Kondom in Kontakt kommen, können es beschädigen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Nur zusätzliche Gleitmittel verwenden, deren Gebrauch zusammen mit Latexkondomen unbedenklich ist. Gleitmittel auf Ösisbasis können ein Kondom beschädigen. Keine Verhütungsmethode bietet 100%igen Schutz gegen eine Schwangerschaft, das HIV-Virus oder eine sexuell übertragbare Infektion. Hergestellt aus Naturkautschukfolie. Die Verwendung von Latex kann zu allergischen Reaktionen,

einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, führen. Suchen Sie innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, wenn das Kondom bei der Verwendung gerissen oder undicht gewesen ist. Verwenden Sie nur Kondome mit unbeschädigter Verpackung. Verwenden Sie niemals ein Kondom, dessen Verpackung oder Folie beschädigt ist. Halten Sie inne und überprüfen Sie das Kondom, wenn es abgleitet. Tun Sie dies auch, wenn es zu straff sitzt, um zu vermeiden, dass es reißt. Jedes Kondom nur einmal verwenden. Eine Mehrfachverwendung wird das Risiko für Infektionen oder dass das Kondom reißt erhöhen. Kühl und trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Gebrauchsanweisung

- 1) Verpackung öffnen und Kondom herausnehmen. Vorsicht bei scharfen Fingernägeln oder Schmuck.
- 2) Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, um die Luft zu entfernen. Kondom erst überrollen, wenn der Penis steif ist, aber noch vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners. Dadurch wird eine Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen oder eine Schwangerschaft verhindert. Wenn das Kondom unabsichtlich verkehrt herum aufgerollt wird, wegwerfen und ein neues verwenden.
- 3) Nach dem Orgasmus Penis herausziehen, solange er noch steif ist. Dabei ist das Kondom am Rand festzuhalten, damit es nicht abgleitet.
- 4) Kondom zusammenknuten und wegwerfen. Kondome dürfen nie in die Toilette geworfen werden.

Lea las instrucciones antes de su uso.

Los medicamentos que puedan entrar en contacto con el preservativo podrían dañarlo. Consulte a su médico o farmacéutico al respecto. Utilice más lubricante solo si está indicado para utilizarse con preservativos de látex. Los productos basados en aceite podrían dañar el preservativo. No existe ningún anticonceptivo que pueda garantizar el 100% de protección contra el embarazo, el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Fabricados con goma de látex natural. El uso de látex puede provocar reacciones alérgicas, entre las que se incluye el shock anafiláctico. Si el preservativo se desgasa o se rompe durante su uso, acuda a un médico en un plazo máximo de 72 horas. Utilice

únicamente preservativos que procedan de embalajes precintados. No utilice nunca un preservativo que proceda de un embalaje roto o dañado. Si siente que el preservativo se desliza, deténgase y compruébelo. Haga lo mismo si el preservativo está demasiado ajustado, a fin de evitar que se rompa. Nunca utilice el mismo preservativo más de una vez. Utilizar un preservativo más de una vez aumenta el riesgo de infección y rotura. Almacene en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Instrucciones de uso

- 1) Rasgue el envoltorio y saque el preservativo. Tenga cuidado de no dañarlo con uñas o joyas afiladas.
- 2) Cuando se ponga el condón, apriete la punta del mismo entre el dedo pulgar y el dedo índice con objeto de expulsar el aire que puede quedar en el interior. Coloque el preservativo en el pene erecto. Evite el contacto antes de colocar el preservativo para evitar el embarazo o la transmisión de ITS. Si coloca el preservativo de forma incorrecta por error, deshágase de él y utilice uno nuevo.
- 3) Tras la eyaculación, retire el preservativo mientras el pene está erecto. Evite que se deslice sujetando el preservativo por el anillo.
- 4) Deshágase del preservativo tirándolo a la basura. No lo tire nunca al retrete.

Läs baksedeln före användning.

Läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen kan skada den. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd. Om extra glidmedel används måste det vara säkert att använda med latexkondomer. Oljebaserade produkter kan orsaka skada på kondomer. Inget preventivmedel kan garantera 100 % skydd mot graviditet, hiv eller sexuellt överförbara infektioner. Tillverkade av naturgummlatex. Användningen av latex kan orsaka en allergisk reaktion inklusive anafylaktisk chock. Reaktioner kan komma på kondomen när kondomen har gått sönder eller läcker vid användningen. Använd bara kondomen om förpackningen är oskadad. Använd aldrig kondom om förpackningen följer en skadad. Om du känner att kondomen glider av, avbryt samlaget. Om det känns som att kondomen sitter för trångt, kontrollera att den inte springer. Använd varje kondom endast en gång. Använd aldrig en kondom flera gånger. Det finns risk för infektioner och att den går sönder. Förvaras säkert och tørt. Ljuskänsligt.

Instruktion

- 1) Öppna förpackningen och ta ut kondomen. Var försiktig med vassa naglar eller smycken.
- 2) Kläm åt toppen med tumme och pekfinger för att pressa ut luften. Trä på kondomen när penis är styv och innan någon fysisk kontakt sker, för att undvika graviditet eller smittsamma könssjukdomar. Om du av misstag rullar på kondomen på fel sätt ska du kasta den och använda en ny.
- 3) Efter utlösning drag du ut penis medan den fortfarande är styv. Håll i ringen på kondomen för att undvika att den glider av.
- 4) Slå en knut på kondomen och släng den. Spola aldrig ner den i toaletten.

Lea as instruções antes do uso.

O preservativo pode ficar danificado se entrar em contacto com determinados medicamentos. Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico. Utilize exclusivamente lubrificantes adicionais que sejam compatíveis com preservativos de látex. Produtos à base de óleo podem danificar o preservativo. Infelizmente não há nenhum anticoncepcivo que garanta 100% de proteção contra a gravidez, VIH e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis. Fabricado com goma de látex natural. A utilização de látex pode causar uma reação alérgica, incluindo choque anafilático. Procure obter aconselhamento médico no prazo de 72 horas se o preservativo se rasgar ou apresentar fugas durante a utilização. Utilize o preservativo apenas se a embalagem não estiver danificada. Nunca utilize um preservativo de uma embalagem ou pacote danificados. Se achar que o preservativo está a sair, pare e confirme. Confirme também se achar que o preservativo está demasiado apertado, para prevenir rasgos. Nunca utilize o mesmo preservativo mais de uma vez. A utilização múltipla irá aumentar o risco de rasgos e infeções. Conserve em local fresco e seco, e protegido de fontes de luz ou de fontes de calor.

Instruções

- 1) Rasgue o papel de alumínio com cuidado e retire o preservativo. Tenha cuidado com as unhas ou jóias.
- 2) Quando colocar o preservativo, aperte a ponta entre o polegar e o dedo indicador para expelir o ar. Coloque o preservativo no pénis quando erecto e antes de qualquer contacto físico entre o pénis e o corpo do parceiro. Desta forma evita uma possível gravidez ou a transmissão de

DST. Se acidentalmente desenrolar o preservativo de forma errada, deite-o fora e use um novo.

3) Após a ejaculação, retire o preservativo do pénis enquanto ainda erecto. Segure o preservativo pelo anel, a fim de evitar que ele caia.

4) De um nó no preservativo antes de deitar fora. Nunca o deite na sanita.


Lees voor gebruik de bijsluiter!

Medicijnen die in aanraking komen met het condoom kunnen het beschadigen. Vraag het bij de dokter of apotheker. Gebruik alleen extra glidmiddel dat veilig te gebruiken is met latex condoms. Glijmiddelen op oliebasis kunnen een condoom beschadigen. Geen enkel voorbehoedmiddel biedt 100% bescherming tegen zwangerschap, het HIV virus of seksueel overdraagbare aandoening. Gebruik van natuurlijke rubberlatex. Het gebruik van latex kan een allergische reactie of anafylactische shock veroorzaken. Vraag binnen 72 uur medisch advies wanneer het condoom scheurt of lekt tijdens het gebruik. Gebruik alleen een condoom uit een onbeschadigde verpakking. Gebruik nooit een condoom waarvan de verpakking/folie duidelijk beschadigd is. Stop en controleer wanneer je het condoom voelt afslippen. Controleer ook als het condoom te strak voelt om te voorkomen dat het scheurt. Gebruik een condoom slechts één keer. Meermalig gebruikt verhoogd het risico op scheuren en het overdragen van infecties. Bewaren, op een koele droge plaats, buiten bereik van zonlicht.

Gebruiksaanwijzing

- 1) Scheur de verpakking open en haal het condoom eruit. Pas op met scherpe nagels of sieraden.
- 2) Knijp het tuitje dicht tussen duim en wijsvinger zodat er geen lucht achterblijft. Doe het condoom pas ongeluk aan de verkeerde kant afrolt gooi je het weg en gebruikt een nieuw.
- 3) Trek na het klaarkomen terug als de penis nog stijf is. Houdt hierbij het condoom aan de rand vast om afslippen te voorkomen.
- 4) Doe een knoop in het condoom en gooi het weg. Noot in het toilet.

Never Go In Without A Skin



Leggere il foglietto informativo prima dell'uso.

Se il preservativo entra in contatto con farmaci, può risultare danneggiato. Chiedete consiglio al proprio medico o al proprio farmacista. Usare solo lubrificanti consentiti per l'uso con i preservativi in lattice. I prodotti a base di sostanze oleose possono causare danni al preservativo. Nessun contraccettivo può garantire al 100% la protezione contro gravidanza, HIV o malattie trasmesse per via sessuale. Prodotto con lattice naturale. L'uso del lattice può causare una reazione allergica, incluso lo shock anafilattico. Contattare il medico entro 72 ore se il preservativo si è lacerato o se si sono verificate perdite durante l'uso. Utilizzare solo preservativi di confezioni non danneggiate. Non usare mai preservativi di confezioni/ bustine protettive danneggiate. Fermarsi e verificare che il preservativo non sia scivolato via e si sia spostato. Controllare anche che il preservativo non sia troppo stretto, per evitare che si laceri. Non riutilizzare più di una volta lo stesso preservativo. L'uso ripetuto aumenta il rischio di lacerazioni e infezioni. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

Istruzioni

- 1) Aprire la confezione di alluminio ed estrarre il preservativo. Fare attenzione alle unghie o ai gioielli.
- 2) Premere la punta del preservativo tra il pollice e l'indice per fare fuoriuscire l'aria. Mettere il preservativo sul pene eretto e prima del rapporto sessuale, per evitare una gravidanza o il contagio di malattie trasmesse per via sessuale. Se il preservativo viene srotolato involontariamente nella direzione sbagliata, gettarlo via e usare uno nuovo.
- 3) Dopo l'eiaculazione, estrarlo con il pene ancora eretto. Afferrare il preservativo dall'anello per evitare che scivoli via.
- 4) Fare un nodo sul preservativo e gettarlo via. Non buttarlo mai nel WC.

ЗППП. Если вы случайно раскатали презерватив не в ту сторону, снимите его и воспользуйтесь новым.

3) Снимите презерватив после эякуляции, пока половой член находится в эрегированном состоянии. Удерживайте презерватив за кольцо, чтобы предупредить его соскальзывание.

4) Завяжите на презерватив узел и выбросьте его. Никогда не сминайте его в унитаз.

Kullanmadan önce lütfen prospektüü okuyun.

Prezervatife lemas edebilecek ilaçlar ona zarar verebilir. Bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Yalnızca latex prezervatife kullanımı güvenli olan ilave kayganlaştırıcı kullanın. Yağ bazlı sürürlere prezervatife zarar verebilir. Ne yazık ki hamileliği, HIV'e ya da cinsel enfeksiyonlara karşı %100 bir koruyucu yoktur. Doğal latesten üretilmiştir. Lateks kullanımı anafilaktik şokun da aralarında bulundugu bir allerjik reaksiyona neden olabilir. Prezervatifi kullaniri sirasinda yirtildiginda veya sizinti yapiptiginda 72 saat içinde tibi yardim alin. Yalnızca hasar görmemiş ambalajla sahip bir prezervatifi kullanınız. Ambalajı/yolusunu hasar görmüş bir prezervatifi asla kullanmayınız. Bekleyip prezervatifi kağıp kaymadığını kontrol ediniz. Ayrıca, yitirilmayı engellemek için prezervatifi sıkıgını hissettigini anı kontrol ediniz. Her prezervatifi sadece bir kere kullanın. Birden fazla kez kullanımı yitirmeye veya enfeksiyösi riskini artırır. Serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışığından uzaktaki muhafaza edin.

Jak użyć prezervatywu

1) Rozwinąć opakowanie foliowe i wyjąć prezervatyw. Należy uważać, aby nie uszkodzić prezervatywu ostrym paznokciem lub biżuterią.

2) Kulem i palcem wskazującym ściśnij zbiorniczek na czubku prezervatywu, tak aby usunąć z niego powietrze. Należy zwrócić uwagę na czołmek w stanie zwzodu przed kontaktem płciowym, aby uniknąć zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i niepożądaną ciążę. Należy zwrócić uwagę na to, czy prezervatyw nie jest zbyt ciasna lub nie jest zuśwa, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia.

3) Po wytryśnieniu nasienia, kiedy człowiek jest nadal w stanie zwzodu, by zapobiec ześlizgnięciu się prezervatywu przyciżmy-my prezervatywu u nasady członka i go wycofaj.

4) Zużyty prezervatyw należy wyrzucić do śmieci. Zużyty prezervatyw nie wolno spłukać w toalecie.

Enne kasutamist lugege juhendit.

Sirge kuit, libestamine sarni reservuaariga. Valmistatud naturaalsest lateksist. Kasutage kondoomi ainult kahjustamata pakendis! Kui pakend on kahjustatud, siis visake kondoom ära ning võtke uus. Olüphised libestid või massaažiõli, nt.

vaselin, beebiõli, inupim, massaažiõli, õli, margariin, võivad kondoomi kahjustada. Mõned pakendid ravigid võivad kokkupuutel kondoomi mõjutada. Kondoomiteerige enne kasutamist oma arsti või apteekiga. Põõrduge arsti poole 72 tunni jooksul kui kondoomi kasutamisel punnub või lekitab. Ennekooraks kasutamiseks. Kondoomikasutamisel on suurenenud risk kondoomi tõhususe vähenemiseks ja haiguste edasikandumiseks. Lateksi kasutamine võib põhjustada allergilise reaktsiooni või anafülaktilise šoki. Üksiki rasestumisvastane meetod ei saa anda Teile 100% katkest, sugulisel teel levivate haiguste või HIV suhtes.

Kasutusjuhend

1) Rebige pakend lahki ning võtke kondoom välja. Olge ettevaatlik teravate esemetega nagu küüned ja ehted.

2) Pigistage kondoomi tipu oma põljal ja nimelissõrmega vahel, et kogu õhk kondoomist välja saad. Pange kondoom peale eerteerunud peenisele enne kontakti partneriga, et vältida suguhaigusi ja rasestumist. Peatuge ja kontrollige, kui tunnete, et kondoom libiseb kätte või on pingul, seet see võib viia kondoomi purunemiseni.

3) Pärast ejakulatsiooni võtke kondoom ära kui peenis on endiselt eerteerunud. Mahalibestamise vältimiseks hoide kondoomi kinni alumisest servast.

4) Visake kasutatud kondoom prügikasti. Ärge kunagi visake kondoomi tualettpotti.

Persakitykite instrukcją prieš naudojimą.

Tolygiai likutiotomis sielemlis prezervatyvai su rezervuaru. Pagaminti iš natūralaus lateksu. Naudokite tik prezervatyvą, kurį paketo nėra pažeista. Jeigu ji pažeista, išmeskite prezervatyvą ir naudokite naują prezervatyvą. Alejeaus pagrinde tepalai arba masazo aliejai, toks kaip vazelinas, kūdikiams skirtas alejeus, kūno losjonai, masaziniai alejai, sviestas, margarinai, ir t.t. gali sugadinti prezervatyvą. Kai kurie išoriniai vaistai, prieš naudojimą prašome pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku ir tik iš suderintu. Kreipties į gydytoją po 72 val., jeigu prezervatyvas plyšys ar pro į prateka naudojimo metu. Negalima pakartotinai naudoti. Naudojant pakartotinai, galima didesnę riziką patirti nešėmams ir užsikėsti. Lateksu naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, įskaitant anafilaksinį šoką. Joks kontraptikas negali garantuoti 100% apsaugsu nuo nepageidaujamu nėštumu, LPL ar ŽIV virusu.

erekoju. Lai prezervativs nenoslīdētu, pieturietu vai aiz malinas pie dzimumlocekļa pamatus.

4) Izmetiet lietojo prezervatyvu atkritumu veidnē. Lietotajam prezervatīvu nedrīkst iznest tualetes podā.

قراءة التعليمات قبل الاستخدام

1) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

2) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

2) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

3) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

4) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

5) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

6) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

7) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

8) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

9) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

10) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

11) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

12) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

13) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

14) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

15) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

16) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

17) افحص الرقعة المعدنية قبل حملها لضمان حماية بنسبة 100% من الإصابة بفيروس إيدز أو الأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.

GB Extra Large Condoms Parallel sided transparent lubricated condom. Contains Natural Rubber Latex. Store in a cool dry place away from sunlight. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy, STI's or the HIV virus. Do not reuse. Consult instructions for use. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock.

DE Extra großes Kondom Zylindrische, transparente Kondome mit Gleitmittel. Enthält natürlichen Kautschuklatex. Kuhl und trocken lagern, keinem Sonnenstrahl aussetzen. Kein Verhütungsmittel kann 100% Schutz gegen unerwünschte Schwangerschaft, sexuell übertragbare Krankheiten oder das HIV-Virus bieten. Nur einmal verwenden. Gebrauchsanleitung lesen. Die Verwendung von Latex kann allergische Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, verursachen.

ES Condón extra grande Preservativo lubricado transparente de textura lisa. Contiene látex de goma natural. Guarde en un lugar fresco y seco y fuera de la luz directa del sol. Ningún método anticonceptivo garantiza una protección del 100% contra embarazos no deseados, ITS o el virus del VIH. No reutilizar. Consulte las instrucciones antes de usarlo. El uso de látex puede provocar una reacción alérgica que puede llegar incluso al shock anafiláctico.

AR واقعي ذكري بحجم كبير جدًا: شفاف متوازي الجوانب و مشحم. يحتوي على المطاط الطبيعي. تخزين العبوة في مكان بارد و جاف ، بعيدا عن أشعة الشمس. لا توفر وسائل منع الحمل حماية بنسبة 100% ضد الحمل أو العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً أو مرض نقص المناعة. لا تعيد استخدامه. راجع تعليمات الاستخدام. قد تسبب مادة اللاتكس حساسية أو صدمة تحسسية.

Skins Sexual Health Ltd is a British registered company. Skins and the Skins logo are registered trademarks of Skins Sexual Health Ltd based in the United Kingdom. Skins Condoms are made to the highest European quality standards and comply with International Standard **ENISO 4074**



EC REP

CE Partner 4U B.V
ESDOORNLAN 13, 3951 DB
Maan, The Netherlands

Distributor: Skins Sexual Health Ltd,
Brunel Business Park, Newark,
Nottinghamshire NG24 2AG, UK.

SKINS CUBE: 16 EXTRA LARGE CONDOMS

Contents: 16 Skins Condoms. Transparent natural, lubricated condom, parallel sided with reservoir. Vanilla fragranced. Made of natural rubber latex.

W:57±2mm L:≥205mm

Read instructions prior to use. Oil based lubricants or massage oil could damage the condom. Some topical medications might affect condoms on contact. Please consult your doctor or pharmacist prior to use. Only use condoms from undamaged packaging. Seek medical advice within 72 hours if the condom tears or leaks during use. Multiple use will increase the risk of tearing and infections. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or the transmission of HIV or other STI's.



Please read the leaflet
carefully before use.
Single Use Only



REF SKXL16




Customer Information:
www.skinscondoms.com
+44 1636 593 943



Dalian Latex Co., Ltd. No 18
Haixing Rd, Pulandian District,
Dalian, Liaoning Province, China

MD



THIS
IS WHAT'S
INSIDE THE
CUBE...

CE 0197

ENISO
4074



Our Mission

Skins understand that sex is a fundamental part of physical and emotional wellbeing. We believe that a safe, healthy and rewarding sex life should be everyone's to enjoy. Our aim is to understand what 'better sex' means to you and our promise is to provide the information.

Ultimate Feeling

Skins are thinner with more lubricant than most standard condoms giving you the most intimate skin on skin feeling possible whilst staying better protected.