

- 4** **Duw deze zo ver mogelijk naar binnen.** Draai het condoom niet.
- 5** **Vóór het vrijen.** Leid de penis het condoom in.
- 6** **Verwijderen.** Houd de buitenste ring vast, draai het condoom naar buiten.
- 7** **Weggoepen in de afval.** Niet door de we spoelwater dat levert een milieugevaar op.
 - de buitenste ring in vagina wordt geduwd;
 - het condoom aan de penis vastplakt;
 - je geluiden hoort.
 - Wees voorzichtig met schepje, naegels en sieraden om te voorkomen dat het condoom scheurt.
 - Vraag zo snel mogelijk en ten minste binnen 7 dagen, om medische hulp van het vrouwencondom tijdens het gebruik lekt scheurt.
 - Gooi het vrouwencondom weg als het zakje duidelijk beschadigd is; gebruik een nieuw product uit een onbeschadigd zakje.
 - Raadpleeg een arts of apotheker over de compatibiliteit van andere medische producten waarmee het FC2 in contact komt.
 - Een FC2 is bedoeld voor eenmalig gebruik, en het condoom reinigen en hergebruiken kan de integriteit van het product in gevaar brengen.
- 8** **Týönnä ylös** niin pitkä kuin se menee. Kondo ei pidä vääntää
- 9** **Týönnä ylös** niin pitkä kuin se menee. Kondo ei pidä vääntää
- 10** **Poistaminen.** Pidä kiinni ja väännä ulompiä rengasta, vedä ulos.
- 11** **Hävittä** roskikseen. Älä hävitä. FC2:n huuhleminen olisi ympäristövaara
- Vinkejä**
 - Lisää voiteluainetta,
 - Ulompi rengas työntyy emättimen sisään.
 - Penis tarttuu kiinni.
 - Seksin aikana kuulua ääntä.
 - Ole varovainen terävien kynsien ja korujen kanssa, jotka voivat rikkoutua.
 - Hae sairaanhoitopaikka mahdollisimman pian, vähintään 72 tunnin kuluessa, jos naisen kondomi vuotaa tai puhkeaa käytön aikana.
 - Jos pussi on selvästi vaurioitunut, heitä näsi hoidon pois ja ota uusi kondomi poisist.
 - Kysy lääkäriltä tai apteekista sellaisten ulkoisesti käytettyjen lääkkeiden yhteensopivuudesta, jotka saattavat vaikuttaa kosketuksiin FC2 kanssa.
 - FC2 on vain kertakäyttöinen, ja puhdistaminen ja uudelleenkäyttö voi vaarantaa välineen eheyden.
- 12** **Push up** as far as it will go. Condom should not be twisted.
- 13** **Before sex.** Guide penis inside condom.
- 14** **Removal.** Hold out outer ring, pull out.
- 15** **Discard** in rubbish bin. Do not flush. Flushing FC2 would be an environmental hazard.
- Hints**
 - Add extra lubricant if needed.
 - Outer ring is pushed inside the vagina.
 - Penis sticks.
 - You hear noise during sex.
 - Be careful of sharp nails and jewellery to tearing the condom.
 - Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 hours, should the female condom leak or burst during use.
 - If the sachet is obviously damaged discard the female condom and use a new one from an undamaged sachet.
 - Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that may come into contact with FC2.
 - FC2 is for single use and cleaning and reuse can compromise the integrity of the device.

[illegible]