

6B Important information for PASANTE Natural Rubber Latex Condoms, please read carefully. Always handle the condom carefully including removal from the package so as to avoid damage to the condom by finger nails, jewellery, etc. If condom foil is damaged discard the condom and use a new undamaged one. Condoms made from natural rubber are not compatible with oil based lubricants, including baby oil. A condom should never be used for a second time, condoms are for single use and if reused there might be an increased risk of failure or infection, the risk of breakage is also higher. The use of a condom cannot guarantee 100% protection against pregnancy, HIV, or Sexually Transmitted Infections (STIs). If in doubt always consult a doctor. If additional lubricant is desired, use the type of lubricant recommended on the condom. Use of oil based lubricants on a latex condom, such as water-based lubricant such as Pasante Light Lubr. Avoid the use of oil based lubricants, such as petroleum jelly, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc., as these are deleterious to the integrity of the latex condom. Use of condom during anal sex increases the risk of breakage. It is recommended to use additional lubricant if vaginal lubrication is insufficient or for anal sex to minimize the risk of condom breaking or coming off. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of any medication with the use of condoms. Carry condoms in your wallet, back pocket, handbag, or similar is not advisable. If you have unprotected sex or your method of contraception has failed, contact your Sexual Health Clinic or GP for emergency contraception advice preferably no later than 72 hours. Keep away from children. Children can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. Use of condom during oral sex increases the risk of asphyxiation, choking or oral infection. A latex condom is a medical device and its intended use is by adults for sexual activity. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Wichtige Informationen für PASANTE Kondome aus Naturschukkatext, bitte sorgfältig lesen. Behalten Sie das Kondom immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernagel, Schmuck usw. zu vermeiden. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. Kondome aus Naturschukkatext können allergische Reaktionen verursachen bis hin zu anaphylaktischen Schock. Ein Kondom sollte niemals ein zweites Mal benutzt werden. Kondome sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Ein Kondom schützt vor einer Schwangerschaft, einer sexuellen Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kondom zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuell übertragenen Infektionen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an einen Arzt. Wenn ein zusätzliches Gleitmittel gewünscht wird, verwenden Sie ein für die Verwendung mit Kondomen empfohlenes Gleitmittel, z. B. ein Gleitmittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturschukkatext, wie Pante Lubröl, und vermeiden Sie das Gebrauchen von ölartigen Gleitmitteln wie Vaseline, Babyöl, Lotionen, Massageölen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen schädigen. Bei für Analverkehr bestimmten Kondomen besteht ein höheres Risiko, dass diese abreißen oder beschädigt werden. Wenn Sie Analverkehr haben, sollten Sie ein Kondom wird bei Scheidentrockenheit oder beim Analverkehr empfohlen, um das Risiko, dass das Kondom platzt oder abreißt zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Arzneimittel, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihren Geldbörse, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mit sich zu führen ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten oder wenn Ihre Methode der Empfängnisverhütung versagt hat, wenden Sie sich, vorzugsweise innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung an Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt. Vor dem Entfernen, Entwickelungsgang durch aufgeblassene Kondome, was eine Kondomverwendung von Kondomen beim Oralverkehr erhöht die Erisckungsgefahr. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Voral- erwachsene Männer oder Frauen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

E Informations importantes sur les préservatifs PASANTE en latex de caoutchouc naturel. À lire avec soin. Manipuler toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux etc. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un autre. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif qui doit être jeté immédiatement après utilisation. Les préservatifs réservés à un usage unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, ainsi que le risque de rupture. L'utilisation d'un préservatif ne peut pas garantir une protection à 100 % contre la grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base d'eau tel que *Paragel* *Latex Lube*. Évitez les lubrifiants à base d'huile, comme la vaseline, les lotions pour bébé, les huiles pour massage, le beurre, la margarine etc., car ils risquent d'affecter l'intégrité du préservatif en latex. Les préservatifs utilisés pour une pénétration anale présentent un risque plus élevé de glisser ou de s'endommager. Il est recommandé d'utiliser une lubrification supplémentaire si la lubrification vaginale est insuffisante ou pour des relations anales, afin de réduire au maximum le risque que le préservatif ne s'arrache ou ne s'enlève. Veuillez consulter un médecin si vous avez des symptômes de gonorrhée ou de chlamydia, des symptômes qui pourraient entraîner en contact avec le préservatif. Il est conseillé de ranger les préservatifs dans votre portefeuille, poche arrière, sac à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec de votre moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. L'utilisation de préservatifs pendant la grossesse n'est pas recommandée. Les préservatifs PASANTE sont un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les sérieux Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

Informazioni importanti per i Proflicati in lattice di gomma naturale PASANTE da leggere con attenzione. Mangiare sempre con cautela il profilattico, anche quando lo si estrae dalla confezione per evitare di danneggiarlo con le unghie, gioielli, ecc. In caso di preservativo danneggiato, smaltirlo e utilizzare un altro. I profilattici in lattice di gomma naturale possono provocare irritazioni e indurire il pene. Il profilattico Nonoan® è un profilattico una seconda volta, i profilattici sono monouso e se vengono riutilizzati aumenta il rischio di inefficacia o infezione, come pure quello di una loro rottura. L'uso di un profilattico non garantisce al 100% la protezione da gravidanza, HIV o infezioni a Trasmissione sessuale (ITS). Nel dubbio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato l'uso con i profilattici; per esempio, per i Profilattici in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua. Evitare l'uso di lubrificanti a base di olio, come l'olio d'oliva, come la vaselina, oli per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margarina, ecc., che pregiudicano l'integrità del profilattico in lattice. I profilattici usati per il sesso anale presentano un rischio danneggiamento. Si raccomanda di utilizzare anche un lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per

durare al minimo il rischio di rottura o sfaldamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topic che possono venire a contatto con il profilattico. Si sconsiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsetta o altro luogo simile. In caso di sesso non protetto o fallimento del metodo contraccettivo usato, contattare l'Ambulatorio di sessualogia o il medico curante per ottenere consigli sulla contraccezione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore dall'avvenimento. Tenersi lontani da bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativo non soffocati o strappati. L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente o il paziente si trova.

E Información importante sobre los preservativos de látex de cauchú natural PASANTE: se ruega estudiar con detenimiento. Manejar siempre el preservativo con sumo cuidado, cuidando de no rasgarlo con uñas, joyas, etc. al sacarlo del envoltorio. Si un paquete individual está dañado, deséchanlo y prepárese para uno nuevo. Los preservativos de látex pueden romperse si se usan con aceites, lubricantes o cremas que causan shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, sino de uso único ya que si lo se vuelve a utilizar puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función e de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea evitar la posibilidad de embarazo, es necesario utilizar además otros métodos preventivos, por ejemplo, para preservativos de látex de cauchú natural un lubricante a base de agua como Pasante Light Lubr, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo por ejemplo jela de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca/margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura de éstos, por lo tanto, se recomienda utilizarlos únicamente cuando sea suficiente o si se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el pene al descubierto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de medicamentos tópicos que puedan entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolsillo de atrás del bolso, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método utilizado no le ha dado seguridad, consulte con una clínica de salud sexual o llame al teléfono de emergencia para obtener información. En caso de emergencia antes de que pasen 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia, sofocamiento o ruptura del preservativo. El preservativo es un dispositivo médico que puede ser utilizado por profundos "homosexuales" y mujeres adultos. Cualquier incidente grave que tenga lugar con un preservativo, método de uso, método debe ser comunicado a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario vio al paciente estar establecido.

SE Viktig information om PASANTE kondomer av naturligt latexgummi. Läsationerna noga. Hantera alltid kondomen försiktigt även när du tar ut den ur förpackningen, så att den inte skadas av till exempel naglar eller smycken. Om den kondom du använder går sönder, släng den och ta gesen en ny Kondom av naturligt latexgummi kan användas igen. Om du använder kondom som inte är av naturligt latexgummi får aldrig använda mer än en i gången. Kondomen är en engångsprodukt, och om den återvänds ökar risken för såväl graviditet som infektioner och alla kondomer går sönder. Användning av kondom garanterar inte ett hundraprocentigt skydd mot HIV eller sexuellt överförbara sjukdomar. Om du är osäker på något bör du alltid kontakta läkare. Om ytterligare glädjebesked villgas ska det vara en medel stor rekommendation att använda kondom vid sexuell kontakt. För att undvika oönskade effekter av ett eventuellt beslagat glädjebesked som Passante Light Lubre. Öljebaserade glädjebesked som vaselin, babyolja, kroppsalva, massagegel, smör, margarin m.m. undviks eftersom dessa kan gå illa på kondomen lättare går sönder. Om kondomen används vid analsex är risken större att den glider av eller skadas. Vid analsex, eller om sidan är röt, bör ytterligare glädjebesked användas. Glädjebeskedet ska appliceras på huden innan sexuell kontakt tas. Tala med din läkare eller ditt apotek om du har någon hudskada som kan komma i kontakt med kondomen. Kondomer bör inte frysas! Plånbok, baskifack, handväskan eller liknande. Om du har haft olycksdost sex eller om ditt preventivmedel inte har fungerat som det ska bör du kontakta din preventivmedelsmottagning eller värdcentral för råd om akutpreventivmedel högst 72 timmar. Förvaras torkt och svaltt, ej direkt sollätt. Förvaras inte i kylskåp eller fryskåp. Förvara inte i bil eller annan varm plats under kvävning. Användning av kondom under analsex ökar risken för värmstug. Kondomer är en medicinsk enhet avsedd att användas av lekman - vuxna män och kvinnor. Alla allvariga incidenter som uppstår i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet.

(P) Ważne informacje dotyczące prezerwatywy z naturalnej gumy lub lateksowej PASANTE. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Prezerwatywę należy zawsze ubrać ostrożnie i wyjmując ją z opakowania w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia prezerwatywy paznokciami, bielizną itp. W razie uszkodzenia użyć nowej prezerwatywy.

Należy uważać, aby podczas stosowania prezerwatywy wykonanej z lateksu z grupy naturalnych nie powodować reakcji alergicznych na jej składniki, zwłaszcza alergieczny kasein. Prezerwatywy nie należy używać po raz drugi. Stłuszczone jednorazowego użytku, a w razie ponownego użycia, strasznie zwiększone ryzyko uszkodzenia lub infekcji. Zwiększa się również ryzyko pokąpiecia.

Stosowanie prezerwatywy nie gwarantuje 100% ochrony przed ciężką, wirusową HIV, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. W razie wątpliwości należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowego lubrykantu, użyj lubrykantu zalecanego do stosowania z prezerwatywami, na przykład do prezerwatywy z lateksu z grupy naturalnych lub lateksowej z dodatkiem silikonu – „Pasante Lube”. Należy unikać stosowania lubrykantów na bazie oleju, takich jak ważełna, oliwa dla dzieci, balsamy do ciała, olejki do masażu, maści, margaryny, tłu., gdyż są one szkodliwe dla integralności prezerwatywy lateksowej! Prezerwatywy stosowane do seksu analnego mogą powodować zwiększ. ryzyko zsunienia się lub uszkodzenia. Zaleca się używanie dodatkowego lubrykantu. Jeśli środek nawilżający do pochwy nie jest wystarczający, użyj do seksu analnego, aby zmniejszać ryzyko pokąpiecia lub zsunienia się prezerwatywy. Stosuj ją z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać wskazówki, jak prawidłowo użyć, jak np.: „Pasante Lube”.

Kontakty seksualne bez prezerwatywy niosą ryzyko zakażenia. Nie jest możliwe, żeby wejść w kontakt z prezerwatywą. Noszenie prezerwatywy w portfelu, tylnej kieszeni, torbie lub w podobnym miejscu nie jest wskazane. Jeżeli dowiedź do seksu bez zabezpieczenia, albo twój materiał antykoncepcyjny zawadzi, skontaktuj się z poradnią zdrowia seksualnego lub lekarzem w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji awaryjnej; najlepiej nie później niż w ciągu 72 godzin. Trzymaj z dala od dzieci. Możliwe, że użycie niedopuszczalnych lub przesuwanych prezerwatywy może spowodować podrażnienie skóry, dlatego zwiększ. ryzyko zakażenia. Nie należy używać prezerwatywy do seksu oralnego, ponieważ może być szkodliwym dla ciała – dorosłym mężczyznom lub kobietom, także pozostawia ryzyko. Kiedy wstąpił w związek z mężczyzną, powinien zostać zgłoszony wywódcę oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywał użytkownik lub pacjent.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЗАРВАТИВЕ ОТ ЕСТЕСТВЕН ЛАТЕКС (P86) – моля, прочетете внимателно. Винаги боравете внимателно с презарватива, включително при вадене от опаковката, така че да не се допусна уреждане на презарватива с нокти, биклути и т.н. Ако фолио на презарватива е с нарушена цялост, изхвърлете този презарватив и използвайте нов с ненарушена цялост на фолио. Презарвативите, изработени от естествен латекс, могат да предизвикат алергични реакции, включително анафилактични шоки. Презарватив никога не трябва да се използва повторно. Презарвативите са за

[illegible][illegible]

(D) Důležité informace o kondomech PASANTE a z přírodního latexu. Čtěte pozorně. S kondomem manipulujte opatrně. Při jeho vyvolávání a nasazování se vyvarujte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození kondomu, vzhledem je k použití jiny. Kondomy z přírodního latexu mohou vyvolat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Kondomy jsou určeny k jednorázovému použití, nikdy je proto nepoužívejte opakovaně. V případě opakovaného použití hrozí vysoký riziko selhání a roztržení nebo přenosu infekce. Použití kondomu nezaručuje 100% ochranu proti počínání a přenosu HIV nebo pohlavních chorob. Máte-li jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na lékaře. Chybné čištění se považuje za nevhodné. Kondomy nejsou určeny k ochraně před těhotenstvím z přírodního latexu, li lubrikant na vodní bázi, jako např. Chrysalis lub. Nepoužívejte lubrikanty na olejové bázi, např. vazelínu, kojenecký olej, tělová mléka, masáží olej, maslo, margarín atd. V případě jich použití hrozí porušení integrity latexových kondomů. Při analýzách šoku hrozí vyšší riziko sklouznutí nebo poškození kondomu. Je-li přirozená výroba lubrikantů nedostatečná nebo prakticky-li analýza šoku, doporučujeme lubrikant s nitrilát k rozšíření nebo sklouznutí kondomu. Přilepíte-li lubrikant na kondom, který již byl použit, může dojít k poškození kondomu. Poradte s lékařem nebo lékárníkem. Ukládání kondomů do peněženky, zadních kapsle, kabelky apod. se nedoporučuje. Po nechráněném pohlavním styku nebo sežle-í antikoncepce, kterou používáte, se nejpo- 72 hodin vrátíte na svého lékaře nebo lékárníka a vyžádejte si doporučení ohledně nouzové antikoncepce. Uchovejte mimo dosah dětí. Nevolte kondom, nebo jeho část při poškození mohou způsobit vážné zranění. Kondom je určený pouze k sexuálnímu užití. Kondom není zdravotní prostředek určený ke křesťanskému životnímu způsobu. Každý kondom je vyroben z jednoho kusu, který není možné znovu použít. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému došlo v souvis- s přípravkem, by měl být nahlášen výroci a příslušnému orgánu čes- státní, v kterém má uživatel nebo pacient sídlo.

[illegible][illegible]

Q4 Belangrijke informatie over **PASANTE latex condoms**, **aansluitend**. Ge altijd voorzichtig met het condoom om, als u het uit de verpakking haalt, om beschadiging van het condoom door vingernagels, sieraden, etc. te voorkomen. Als het condoom beschadigd is, moet u het niet gebruiken. Het is niet aan te raden om een ongebruikt exemplaar. Condoms gemaakt van natuurlijk rubber kunnen allergische reacties veroorzaken, waaronder een anafylaxe shock. Een condoom mag nooit voor een tweede keer worden gebruikt. Een condoom wordt eenmaal gebruikt en is weggegooid. Het is een risico op de afname van infectie, ook de kans op schuier groter. Het is een condoom garandeert geen 100% bescherming tegen zwangr van of seksueel overdraagbare infecties (so's). Raadpleeg in twee tijdelijke artikelen. Als extra glijmiddel gewenst is, gebruik een wateroplosbaar glijmiddel. Het is niet aan te raden om een natuurlijk rubberlatex een glijmiddel op waterbasis, zoals Pasante Lub. Vermijd het gebruik van glijmiddelen op oliebasis, zoals babyolie, bodylotions, massageoliën, boter, margarine, enz., omdat schade kan zijn voor de integriteit van het latex condoom. Het gebruik van een condoom tijdens anale seks verhoogt het risico op schuier en voortbrengt aan extra glijmiddel te gebruiken als vaginale vloeistof is onvoldoende of is voor anale seks om het risico op het schuier van het condoom te minimaliseren. Raadpleeg een arts of apotheker voor advies over het gebruik van glijmiddelen. Het is niet aan te raden om een condoom komen met het condoom. Het is niet aan te raden om een condoom met een portemonnee, achterzak, handtas of iets dergelijks mee te nemen. Onbeschermde seks heeft geheid af als u anticonceptiemethoden, geen dan contact op met uw polikliniek/afdeling voor een gezonde tijd of u huistarts voor advies over nadat conceptie, binnen 72 uur. Uit de buurt van kinderen houden; kinderen kunnen verslikken of stikken in niet-opgeblazen of kapotte condoomfragmenten. Het is niet aan te raden om een condoom te gebruiken met een ander condoom, verslikken of stikken van het schuier van het condoom. Een latex condoom is een medisch hulpmiddel. Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik van volwassenen. Het ernstig indolent in verband met het hulpmiddel wordt algemeen bekend aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van lidstaat waar de gebruiker/en/of de patiënt is gevestigd.

[illegible]

Yhteisluottelu. Käsittelemme tänään aikaa varoen myös poistetaan pakkaussäikeä, jotta esimerkiksi kynnet tai koirat eivät vaurioita kotoa. Jos kondomin foliopakkaus on vaurioitunut, täytyy kysyä kokenut käyttää uutta kondomia, jonka pakkaus on ehjä. Luonnottomasti valmistetut kondomit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita mukaan analytiikan shokki. Kondomia ei saa koskaan käyttää uudestaan, koska ne keräävät bakteereja ja sieniä, jotka voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Kondomien toimittaminen tulee tutustua. Myös rikkinäisiä kondomeja ei suositella. Kondomin käyttöä ei takaa täydellistä suojausta raskaudelta. HIV:ta ja sukupuuttoaltuutta. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele lääkärin kanssa. Jos käytetään lisäalustusta, käytä kätkeystyöni on suositeltu käytettävissä kondomin kanssa, esim. luonnollisten kondomin kanssa vesiliukoisia liukastetta, kuten Plesante Light ja rasvaliukoiset liukastet, kuten vaseliini, vaahtovoivat, kosteus hoidot, öljyt, margariini jne. Käytävä, koska ne voivat heikentää kondomia. Kondomin käyttö suuseksin aikana lisää riskin raskauden ja sukupuuttoaltuuden. Käytävä, koska ne voivat heikentää ja polustahtamisen väittämiseksi, jos emättimen luontainen öljy ei ole riittävä tai jos kondomia käytetään analytiikkayhdyntäessä. Keskustele lääkärin tai apteekkineuvokkaan kanssa mahdollisesta kondomin kanssa keskustelusta joutuen paikallishoitona käytettävien lääkkeitä. Yhteensopivuudesta. Kondomin salitointien lompakossa, tässä käsikirjassa tai vastaavassa ei ole suositusta. Jos olet ollut suojatunamattomissa yhdynnässä tai ehkäisymenetelmien ei ole toiminut, ota yhteyttä ehkäisyneuvolaan tai yleislääkärin jakehkeiksi jättämällä vierastään 72 tunnin kuluessa. Pöytä poissa olevat ulkopuoliset voivat tulla tuketuksi täydellistämään kondomia tai rikkinäisten kondomin osien. Kondomin käyttö suuseksin aikana lisää tухеu, kondomin rikkinäisyyden riskiä. Latesekondomin on lääkinnällinen laite, on tarkoitettu alustettavaksi. Käsittelemme tänään kaikkia väittämisiä tapahtumista ja ilmoittavista väittämistä ja toimivallasta väittämisen sijainnissa, jossa käsitellään jättä pois ottaa esteet

[illegible][illegible]

eista, lš
 rgines
 okite
 udojant
 didesnē
 edicā

The image shows a portion of a document with a large, dark blue, rounded rectangular logo on the left. Inside the logo, the word "Pasante" is written in a large, white, serif font. Above the logo, there is a small registered trademark symbol (®). To the right of the logo, the text "Instructions For Use" is written in a large, bold, black, sans-serif font, followed by "for Condoms" in a slightly smaller, regular, black, sans-serif font. Below the logo, there is a horizontal dashed line. To the right of the dashed line, the text "Pasante Healthcare Ltd." is written in a black, sans-serif font, followed by "Commerce Way", "Lancing, West Sussex", "BN15 8TA", "UK", and "+44 (0) 1903 753844" on separate lines. At the bottom right, the website "www.pasante.com" is written in a black, sans-serif font.

