



Information

Informations • Informationen
 Información • Informação • Bilgi
 Informatie • Informazioni • informatsion
 informacija • informācija • информация
 informacja • 信息 • מידע • معلومات



Distributor • Distributeur • Verteiler • Distribuidor • Distribütör
 • verdeler • Distributore • jagaja • skirstytojas • izplatītājs •
 Распределитель • Distribütör • 经销商 • תוארה • الموزع

Skins Sexual Health, Unit 5, Brunel Business Park,
 Jessop Close, Newark, Nottinghamshire, NG24 2AG UK.

EC REP Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd
 Floor, Tower St, Swatara, BKR 4013, Malta

Manufacturer • Fabricant • Hersteller • Fabricante • Tillverkare
 • Fabrikant • fabricante • tootja • gamintojas • ražotājs •
 производитель • Üretici firma • 生产厂家 • יצרן • الشركة المصنعة

Dalian Latex Co., Ltd. No 18 Haikang Road
 Pulandian District, Dalian, Liaoning Province, China.



Skins Condoms comply to the ENISO 4074
 standard. Instructions revised: 10/2023
 Expiry date of a condom is 5 years



SKCL-V2-10-2023



Read the leaflet before use

Medicines that might come in contact with the condom may damage it. Ask your doctor or pharmacist for advice. Only use additional lubricant that is safe to use with latex condoms. Oil-based products can damage a condom. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy, HIV or Sexual Transmitted Infections. Made from natural rubber latex. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock. Should the condom tear or leak during use, seek medical advice within 72 hours. Only use a condom from undamaged packaging. Never use a condom from a damaged foil. Stop and check if you feel the condom is slipping off. Also check when the condom feels too tight to prevent tearing. Only use a condom once. Multiple use will increase the risk of tearing and infections. Store in a cool dry place away from sunlight.

Instructions

- 1) Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery.
- 2) Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put the condom on when the penis is erect and before any physical contact, to prevent pregnancy or transmitting STIs.
- 3) If you accidentally roll the condom down the wrong way, throw it away and use a new one.
- 4) After ejaculation, withdraw whilst the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.
- 5) Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Lire il notice avant toute utilisation !

Les médicaments susceptibles d'être en contact avec le préservatif peuvent l'endommager. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Utilisez exclusivement un lubrifiant additionnel compatible avec le préservatif en latex. Les produits à base d'huile peuvent endommager les préservatifs. Aucun contraceptif n'est garanti 100 % de protection contre une

grosseesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. Fabriqués en latex de caoutchouc naturel. L'utilisation de latex peut provoquer une réaction allergique, y compris un choc anaphylactique. Consultez un médecin dans les 72 heures en cas de déchirure ou de fuite du préservatif durant l'utilisation. Utilisez uniquement un préservatif dont l'emballage est intact. N'utilisez jamais un préservatif dont l'emballage/le film est endommagé. Arrêtez et vérifiez si vous sentez que le préservatif glisse. Vérifiez aussi si le préservatif semble trop serré afin d'éviter toute déchirure. N'utilisez un préservatif qu'une seule fois. Un usage multiple augmentera le risque de déchirure et d'infections. Conservez dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière du soleil.

Instructions

- 1) Déchirez l'emballage pour l'ouvrir et sortez le préservatif. Soyez vigilant(e) en cas d'ongles ou de bijoux.
- 2) Pincez l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index afin d'en expulser l'air. Enfilez le préservatif lorsque le pénis est en érection et avant tout contact physique afin d'éviter une grossesse ou la transmission de l'I.S.T. Si vous déroulez accidentellement le préservatif à l'envers, jetez-le et utilisez un nouveau.
- 3) Après éjaculation, retirez-vous alors que le pénis est encore en érection. Tenez l'anneau pour éviter que le préservatif ne glisse.
- 4) Nouez le préservatif et jetez-le. Ne le jetez jamais dans les toilettes.

Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen!

Medikamente, die mit dem Kondom in Kontakt kommen, können es beschädigen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Nur zusätzliche Gleitmittel verwenden, deren Gebrauch zusammen mit Latexkondomen unbedenklich ist. Gleitmittel auf Ölbasis können ein Kondom beschädigen. Keine Verhütungsmethode bietet 100%igen Schutz gegen eine Schwangerschaft, das HIV-Virus oder eine sexuell übertragbare Infektion. Hergestellt aus Naturkautschuklatex. Die Verwendung von Latex kann zu allergischen Reaktionen,

einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, führen. Verwenden Sie innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, wenn das Kondom bei der Verwendung gerissen oder undicht gewesen ist. Verwenden Sie nur Kondome mit unbeschädigter Verpackung. Verwenden Sie niemals ein Kondom, dessen Verpackung oder Folie beschädigt ist. Halten Sie inne und überprüfen Sie das Kondom, wenn es abgleitet. Tun Sie dies auch, wenn es zu straff sitzt, um zu vermeiden, dass es reißt. Jedes Kondom nur einmal verwenden. Eine Mehrfachverwendung wird das Risiko für Infektionen oder dass das Kondom reißt erhöhen. Kühl und trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Gebrauchsanweisung

- 1) Verpackung öffnen und Kondom herausnehmen. Vorsicht bei scharfen Fingernägeln oder Schmuck.
- 2) Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, um die Luft zu entfernen. Kondom erst überrollen, wenn der Penis steif ist, aber noch vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners. Dadurch wird eine Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen oder eine Schwangerschaft verhindert. Wenn das Kondom unabsichtlich verkehrt herum aufgerollt wird, wegwerfen und ein neues verwenden.
- 3) Nach dem Orgasmus Penis herausziehen, solange er noch steif ist. Dabei ist das Kondom am Rand festhalten, damit es nicht abgleitet.
- 4) Kondom zusammenknöten und wegwerfen. Kondome dürfen nie in die Toilette geworfen werden.

Lea las instrucciones antes de su uso.

Los medicamentos que puedan entrar en contacto con el preservativo podrían dañarlo. Consulte a su médico o farmacéutico al respecto. Utilice más lubricante solo si está indicado para utilizarse con preservativos de látex. Los productos basados en aceite podrían dañar el preservativo. No existe ningún anticonceptivo que pueda garantizar el 100% de protección contra el embarazo, el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Fabricados con goma de látex natural. El uso de látex puede provocar reacciones alérgicas, entre las que se incluye el shock anafiláctico. Si el preservativo se desgasa o se rompe durante su uso, acuda a un médico en un plazo máximo de 72 horas. Utilice

únicamente preservativos que procedan de embalajes precintados. No utilice nunca un preservativo que proceda de un embalaje roto o dañado. Si siente que el preservativo se desliza, deténgase y compruébelo. Haga lo mismo si el preservativo está demasiado ajustado, a fin de evitar que se rompa. Nunca utilice el mismo preservativo más de una vez. Utilizar un preservativo más de una vez aumenta el riesgo de infección y rotura. Almacene en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Instrucciones de uso

- 1) Rasgue el envoltorio y saque el preservativo. Tenga cuidado de no dañarlo con uñas o joyas afiladas.
- 2) Cuando se ponga el condón, apriete la punta del mismo entre el dedo pulgar y el dedo índice con objeto de expulsar el aire que puede quedar en el interior. Coloque el preservativo en el pene erecto. Evite el contacto antes de colocar el preservativo para evitar el embarazo o la transmisión de ITS. Si coloca el preservativo de forma incorrecta por error, deshágase de él y utilice uno nuevo.
- 3) Tras la eyacuación, retire el preservativo mientras el pene está erecto. Evite que se deslice sujetando el preservativo por el anillo.
- 4) Deshágase del preservativo tirándolo a la basura. No lo tire nunca al retrete.

Läs bipsäckedelen före användning.

Läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen kan skada den. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd. Om ett ändrat glidmedel används måste det vara säkrat att användas med latexkondomer. Oljebaserade produkter kan orsaka skada på kondomer. Inget preventivmedel kan garantera 100 % skydd mot graviditet, hiv eller sexuellt överförbara infektioner. Tillverkade av naturgummilatex. Användningen av latex kan orsaka en allergisk reaktion inklusive anafylaktisk chock. Kontakta läkare inom 72 timmar om kondomet har gått sönder eller läcker vid användningen. Använd bara kondomen om förpackningen är oskadad. Använd aldrig kondom om förpackningen följer att skadad. Om du känner att kondom glider av, avbryt samlaget. Om det känns som om kondomen sitter för trångt, kontrollera att den inte springer. Använd varje kondom endast en gång. Använd aldrig en kondom flera gånger. Det finns risk för infektioner och att den går sönder. Förvaras säkert och tørt. Ljus känsligt.

Instruktion

- 1) Öppna förpackningen och ta ut kondomen. Var försiktig med tass naglar eller smycken.
- 2) Kläm åt toppen med tumme och pekfinger för att pressa ut luften. Trä på kondomen när penis är styv och innan någon fysisk kontakt sker, för att undvika graviditet eller smittsamma könssjukdomar. Om du av misstag kastar på kondomen på fel sätt ska du rulla den och använda en ny.
- 3) Efter utlösning drar du ut penis medan den fortfarande är styv. Håll i ringen på kondomen för att undvika att den glider av.
- 4) Slå en knut på kondomen och släng den. Spola aldrig ner den i toaletten.

Lees las instructies antes do uso.

O preservativo pode ficar danificado se entrar em contacto com determinados medicamentos. Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico. Utilize exclusivamente lubrificantes adicionais que sejam compatíveis com preservativos de látex. Produtos à base de óleo podem danificar o preservativo. Infelizmente não há nenhum anticoncepcivo que garanta 100% de proteção contra a gravidez, VIH e outras Doenças Sexualmente Transmíslidas. Fabricado com goma de látex natural. A utilização de látex pode causar uma reação alérgica, incluindo choque anafilático. Procure obter aconselhamento médico no prazo de 72 horas se o preservativo se rasgar ou apresentar fugas durante a utilização. Utilize o preservativo apenas se a embalagem não estiver danificada. Nunca utilize um preservativo de uma embalagem ou pacote danificados. Se achar que o preservativo está a sair, pare e confirme. Confirme também se achar que o preservativo está demasiado apertado, para prevenir rasgos. Nunca utilize o mesmo preservativo mais de uma vez. A utilização múltipla irá aumentar o risco de rasgos e infeções. Conserve em local fresco e seco, e protegido de fontes de luz ou de fontes de calor.

Instruções

- 1) Rasgue o papel de alumínio com cuidado e retire o preservativo. Tenga cuidado com as unhas ou jóias.
- 2) Quando colocar o preservativo, aperte a ponta entre o polegar e o dedo indicador para expelir o ar. Coloque o preservativo no pénis quando erecto e antes de qualquer contacto físico entre o pénis e o corpo do parceiro. Desta forma evita uma possível gravidez ou a transmissão de

DST. Se acidentalmente desenrolar o preservativo de forma errada, deite-o fora e use um novo.

- 3) Após a ejaculação, retire o preservativo do pénis enquanto ainda erecto. Segure o preservativo pelo anel, a fim de evitar que ele caia.
- 4) De um nó no preservativo antes de deitar fora. Nunca o deslize na sanita.

Lees voor gebruik de bijsluiter!

Medicijnen die in aanraking komen met het condoom kunnen het beschadigen. Vraag het je dokter of apotheker. Gebruik alleen extra glidmiddel dat veilig te gebruiken is met latex condooms. Glidmiddelen op oliebasis kunnen een condoom beschadigen. Geen enkel voorbehoedemiddel biedt 100% bescherming tegen zwangerschap, het HIV virus of seksueel overdraagbare aandoening. Gemaakt van natuurlijke rubberlatex. Het gebruik van latex kan een allergische reactie of anafylactische shock veroorzaken. Vraag binnen 72 uur medisch advies wanneer het condoom scheurt of lekt tijdens het gebruik. Gebruik alleen een condoom uit een onbeschadigde verpakking. Gebruik nooit een condoom waarvan de verpakking folie duidelijk beschadigd is. Stop en controleer wanneer je het condoom voelt afslippen. Controleer je ook als het condoom te strak voelt om te voorkomen dat het scheurt. Gebruik een condoom slechts één keer. Meermalig gebruikt verhoogd het risico op scheuren en het overdragen van infecties. Bewaren, op een koele droge plaats, buiten bereik van zonlicht.

Gebruiksaanwijzing

- 1) Scheur de verpakking open en haal het condoom eruit. Pas op met scherpe nagels of sieraden.
- 2) Knijp het tuitje dicht tussen duim en wijsvinger zodat er geen lucht achterblijft. Doe het condoom per ongeluk aan de verkeerde kant afrolt gooï je het weg en gebruik een nieuw.
- 3) Trek na het klaarkomen terug als de penis nog stijf is. Houd tiertje het condoom aan de rand vast om afslippen te voorkomen.
- 4) Doe een knoop in het condoom en gooï het weg. Nooti in het toilet.

Never Go In Without A Skin



Leggere il foglietto informativo prima dell'uso.

Se il preservativo entra in contatto con farmaci, può risultare danneggiato. Chiedete consiglio al proprio medico o al proprio farmacista. Usare solo lubrificanti consentiti per l'uso con i preservativi in lattice. I prodotti a base di sostanze oleose possono causare danni al preservativo. Nessun contraccettivo può garantire al 100% la protezione contro gravidanza, HIV o malattie trasmesse per via sessuale. Prodotto con lattice naturale. L'uso del lattice può causare una reazione allergica, incluso lo shock anafilattico. Contattare il medico entro 72 ore se il preservativo si è lacerato o se si sono verificate perdite durante l'uso. Utilizzare solo preservativi di confezioni non danneggiate. Non usare mai preservativi di confezioni/ bustine protettive danneggiate. Fermarsi e verificare che il preservativo non sia sciolto via e sia sia spostato. Controllare anche che il preservativo non sia troppo stretto, per evitare che si laceri. Non riutilizzare più di una volta lo stesso preservativo. L'uso ripetuto aumenta il rischio di lacerazioni e infezioni. Conoscere in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

Istruzioni

- 1) Aprire la confezione di alluminio ed estrarre il preservativo. Fare attenzione alle unghie o ai gioielli.
- 2) Premere la punta del preservativo tra il pollice e l'indice per fare fuoriuscire l'aria. Mettere il preservativo sul seno eretto e prima del rapporto sessuale, per evitare una gravidanza o il contagio di malattie trasmesse per via sessuale. Se il preservativo viene srotolato involontariamente nella direzione sbagliata, gettarlo via e usare uno nuovo.
- 3) Dopo l'eiaculazione, estrarlo con il pene ancora eretto. Afferrare il preservativo dall'anello per evitare che scivoli via.
- 4) Fare un nodo sul preservativo e gettarlo via. Non buttarlo mai nel WC.

ЗППП. Если вы случайно раскатали презерватив не в ту сторону, снимите его и воспользуйтесь новым.

3) Снимите презерватив после эякуляции, пока половой член находится в эрегированном состоянии. Удерживайте презерватив за кольцо, чтобы предупредить его соскальзывание.

4) Завяжите на презерватив узел и выбросьте его. Никогда не сжигайте его в унитаз.

Kullanmadan önce lütfen prospektiği okuyun.

Prezervatife lemas ebedelecek ilaçlar ona zarar veremez. Bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Yalnızca latex prezervatifi kullanımı güvenli olan iane kağanlaştırılmış kullanın. Yağ bazlı ürünler prezervatifi zarar verebilir. Ne yazık ki hamileliğe, HIV'e ya da cinsel enfeksiyonlara karşı %100 bir koruyucu yoktur. Doğal lateksden üretilmiştir. Lateks kullanımı anafilaktik şoklara da aralarında bulunduhıdır bir allerjik reaksiyona neden olabilir. Prezervatif kullanımı sırasında yitirdiğinizden veya sizintı yapıldığından 72 saat içinde tıbbi yardım alın. Yalnızca hasar görmemiş ambalajıa sahip bir prezervatif kullanınız. Ambalajı/yolofosu hasar görmüş bir prezervatifi asla kullanmayınız. Bekleyip prezervatifi kaup kaymadığınız kontrol ediniz. Ayrıca, yitirmeyi engellemek için prezervatifi sıkıgını hissettiziğini an kontrol ediniz. Her prezervatifi sadece bir kere kullanın. Birden fazla kez kullanımı yitirmeye veya enfeksiyözü riskini artırır. Serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışığından uzaktaki muhafaza edin.

Talimat
1) Kabını yirtin ve prezervatifi çıkartın. Tıkmaklara ve taklakra dikkat edin.
2) Prezervatifi takarken, ucunu basparmağınız ve işaret parmağınızla sıkın ve havasını boşaltın. Prezervatifi penis erekte durumdayken ve partnerinizi bedeniene temas etmeden takın. Bunun amacı hamileliğe ve cinsel enfeksiyözü önlemek olmalıdır. Eğer prezervatifi yanlış yönde kullandıysanız, onu atın ve yeni bir tane kullanın.
3) Başgalıdamın sonra penis erekte durumdayken çıkartın. Kaymasında engel olmak için halkasını tutun.
4) Dügümün atın ve çöpe atın. Asla tuvalete atıp sifonu çekmeyin.

Przed użyciem przeczytaj ulotkę.

Prezervatywy gładkie nawilżone za zbiołkami. Wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Upewnij się, że opakowanie prezervatywu nie jest uszkodzone. W razie uszkodzenia, wyrzuć prezervatyw i użyj nowego. Lubrykanty na bazie oleju oraz olejki do masażu, takie jak wazelina, oliwka dla niemowląt, olejki do ciała, olejki do masażu, masło, margaryna itp. mogą uszkodzić prezervatyw. Niektóre leki zastawiane stosowane miejscowo mogą uszkodzić prezervatyw. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty na temat możliwości równoczesnego stosowania prezervatywu. Jeśli prezervatywa pęknie lub zacznie przeciekać, należy zwrócić się o poradę medyczną w przeciągu 72 godzin po stosunku. Prezervatywa przeznaczona jest do jednorazowego użycia. Ponownie użycie zmniejsza jej skuteczność i zwiększa ryzyko infekcji. Zastosowanie lateksu może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Żadna metoda antykoncepcji nie daje 100% ochrony przed niechcianą ciążą, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wirusem HIV.

Przed použitím prečítajte uložku.

Prezervatív je hladký a navlhčený zvlhčovačmi. Vykonané z prírodnej gumy latexu. Uistite sa, že obal prezervatívu nie je poškodený. V prípade poškodenia, vyhazujte prezervatív a použite nový. Mazivá na báze oleja a oleje do masáže, ako napríklad maslo, masť, margarín atď. môžu poškodiť prezervatív. Niektoré lokálne aplikované lieky môžu poškodiť prezervatív. V takom prípade sa obráťte na lekára alebo lekárku na radu ohľadom možnosti súčasného použitia prezervatívu. Ak prezervatív praskne alebo začne púčať, obráťte sa na lekárske poradenstvo v priebehu 72 hodín po pohlavnom styku. Prezervatív je určený na jednorazové použitie. Opätovné použitie znižuje jeho účinnosť a zvyšuje riziko infekcie. Použitie latexu môže spôsobiť alergickú reakciu, vrátane anafylaktického šoku. Žiadna metóda antikoncepcie nie poskytuje 100% ochranu pred nežiaducim tehotenstvom, chorobami prenášanými pohlavnou cestou a vírusom HIV.

Jack użyciu prezervatywu

- 1) Rozewnij opakowanie foliowe i wyjmij prezervatyw. Należy ważyć, aby nie uszkodzić prezervatywu ostrym paznokciem lub biżuterią.
- 2) Koićmy i palcem wskazującym ściśnij zbiorniczek na czubku prezervatywu, tak aby usunąć z niego powietrze. Należy przetrzeć palcem w stanie wzdęcia przeta kontaktami pociowymi, aby uniknąć zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i niepożądaną ciążę. Należy zwrócić uwagę na to, czy prezervatywa nie jest zbyt ciasna lub czy nie zsuwa, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia.
- 3) Po wytryśnięciu nasienia, kiedy członek jest nadal w stanie wzdęcia, by zapobiec ześlizgnięciu się prezervatywu przytrzymaj prezervatyw u nasady członka i go wycofaj.
- 4) Zużyty prezervatyw należy wyrzucić do śmieci. Zużyty prezervatyw nie wolno spłukać w toalecie.

Enne kasutamist lugege juhendit.

Sirge kuju, libustabane sinu reservuaariga. Valmistatud naturaalsest lateksist. Kasutage kondoomi ainult kahjustumata pakendis. Kui pakend on kahjustatud, siis visake kondoom ära võrre võtke uus. Õlipõhised libestid või massaažiõli, nt vaselin, beebõli, ihupim, massaažiõli, küübid, margariin, võivad kondoomi kahjustada. Mõned pakendis ravimid võivad kokkupuutel kondoomi mõjutada. Konsulteerige enne kasutamist oma arsti või apteriga. Põõrduge arsti poole 72 tunni jooksul kui kondoomi kasutamisel punetub või kehib. Kondooms kasutamiseks. Kordukasutamisel on suurenenud risk kondoomi tõhususe vähenemiseks ja haiguste edasikandumiseks. Lateksi kasutamine võib põhjustada allergilise reaktsiooni või anafülaktilise šoki. Üksiki rasestumisvastane meetod ei saa anda Teile 100% kaitsmist, sugulisel teel levivate haiguste või HIV suhtes.

Kasutusjuhend
1) Rebige pakend hädalt ning võtke kondoom välja. Olge ettevaatlik teravete esemetega nagu küüned ja ehted.
2) Pigistage kondoomi tipu oma põlvida ja nimelissõrme vahel, et kogu õhk kondoomi alla saaks. Pange kondoom peale erekteerunud peenisele enne kontakti partneriga, et vältida suguhaigusi ja rasestumist. Peatuge ja kontrollage, kui tunnete, et kondoom libiseb maha või on pingul, sest see võib viia kondoomi purunemiseni.
3) Pärast ejakulatsiooni võtke kondoom ära kui peenis on endiselt erekteerunud. Mahalisemise vältimiseks hoide kondoomi kinni alumisest servast.
4) Visake kasutatud kondoom prügikasti. Ärge kasutage visake kondoomi tualettpoti.

Tulokujoma dažiadas valodias

Pirms lietošanas izlasiet lietojamās pamācību. Prezervatīvu ar gludu virsmu, lubrikantu un rezervuāru galīnu. Izgatavoti no dabīgā gumijas lateksa. Lietojiet prezervatīvu tikai tad, ja iepakojums nav bojāts. Ja iepakojums ir bojāts, izmetiet to un lietojiet jaunu prezervatīvu. Ēļas bāzes lubrikantu vai masāžas eļļu, piemēram, vazelinu krēmā, bērnu eļļā, ķermeņa losjonā, masāžas eļļā, sviestā, margārinā u.c., lietošana var sabojāt prezervatīvu. Sāskare ar dažām lokāli lietojamiem zālēm var negatīvi ietekmēt prezervatīvu; līdzū, konsultējieties ar ārstu vai farmaceutu par atbilstošu produktu sadarbību. Līdziet medikamentu palīdzību 72 stundu laikā, ja prezervatīvs pūkst, plūkst vai saplīsis vai tam radušies noplied. Neļietot atkārtoti. Atkārtota lietošana rada paaugstinātu neefektivitātes lietošanas vai infekcijas risku. Latekss var izraisīt alerģisku reakciju, tostarp anafilaktisku šoku. Nevienš kontracetācijas līdzeklis nespej garantēt 100% aizsardzību pret nevēlamu grūtniecību, saslimšanu ar STS vai HIV.

Persakityte instrukcijā pries lietojuma.

Tolygi lubrikotimies sieniēmli prezervatīvai su rezervuaru. Pagaminti nātrulraus lateksu. Naudokite tik prezervatywu, kuri pakuoje nera pažeista. Jeigu ji pažeista, ismeskite prezervatyvu ir naukite nauja prezervatyva. Alejejas uzimkite zrocioti uwege na to, czy prezervatywa nie jest zbyt ciasna lub czy nie zsuwa, poniewaz moze to doprowadzic do jej pęknięcia. 3) Po wytryśnięciu nasienia, kiedy członek jest nadal w stanie wzdęcia, by zapobiec ześlizgnięciu się prezervatywu przytrzymaj prezervatyw u nasady członka i go wycofaj. 4) Zużyty prezervatyw należy wyrzucić do śmieci. Zużyty prezervatyw nie wolno spłukać w toalecie.

Kaip naudoti

- 1) Atlpēkštie folijā ir ismīkīte prezervatīvu. Būkite atbargūs su āsriādas daiktāis, pavyzdžiui, nagais ir juvelyriniai dirbiniais.
- 2) Suspauskite prezervatyvo galūka nykščiu ir rodomužio pirštu, kad neliktų oro. Deklites prezervatyvą, kai penis yra erekcijos būsenoje, prieš bet koki lytini kontaktą, kad užtikrinti laktą LPL ir nepageidaujamam nėštumui. Sustokite ir patrinkite, jei jaučiate, kad prezervatyvas plyšta arba veržia, nes tai gali sukelti jo slymą.
- 3) Po ejakulacijos ištraukite penį, kol jo erekcijos būsenoje. Neleiskite nuslysti laikymui prezervatyvo kraštą ties penio pagrindu.
- 4) Išmeskite panaudotą prezervatyvą į šiukščių dėžę. Niekada nemeskite prezervatyvų į tualetą.

Užtikumojimas prieš lytinę veiklą

Pirms lietošanas izlasiet lietojamās pamācību. Prezervatīvu ar gludu virsmu, lubrikantu un rezervuāru galīnu. Izgatavoti no dabīgā gumijas lateksa. Lietojiet prezervatīvu tikai tad, ja iepakojums nav bojāts. Ja iepakojums ir bojāts, izmetiet to un lietojiet jaunu prezervatīvu. Ēļas bāzes lubrikantu vai masāžas eļļu, piemēram, vazelinu krēmā, bērnu eļļā, ķermeņa losjonā, masāžas eļļā, sviestā, margārinā u.c., lietošana var sabojāt prezervatīvu. Sāskare ar dažām lokāli lietojamiem zālēm var negatīvi ietekmēt prezervatīvu; līdzū, konsultējieties ar ārstu vai farmaceutu par atbilstošu produktu sadarbību. Līdziet medikamentu palīdzību 72 stundu laikā, ja prezervatīvs pūkst, plūkst vai saplīsis vai tam radušies noplied. Neļietot atkārtoti. Atkārtota lietošana rada paaugstinātu neefektivitātes lietošanas vai infekcijas risku. Latekss var izraisīt alerģisku reakciju, tostarp anafilaktisku šoku. Nevienš kontracetācijas līdzeklis nespej garantēt 100% aizsardzību pret nevēlamu grūtniecību, saslimšanu ar STS vai HIV.

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

والتي تحمي من انتقال مرضي الجوارب وشحم. يحوي على المطاط الطبيعي.

Kā lietot

- 1) Atlpēkštie folijas iepakojumu un izņemiet prezervatīvu. Neļiepietiet saskāri ar asiem priekšmetiem, piemēram, nagiem un rotaslietām.
- 2) Saspietiet galīnu ar īkšķi un rādītājpirkstu, lai izvadītu gaisu. Uzveliet prezervatīvu piebudusam dzimumloceklim pirms intīma kontakta, lai izvairītos no saslimšanās ar STS un grūtniecības. Pārbaudiet prezervatīvu, ja jums šķiet, ka tas pūst vai nstot vai ir stingvi salīstus, jo tādā veidā ejakulācijas var saplīst.
- 3) Pēc ejaikulācijas izvadiet dzimumlocekli no maksts, kamēr tas nav zaudējis

erekciju. Lai prezervatius nenoslīdētu, pieturiet tos ar abām malnās pie dzimumlocekļa pamatnes.

4) Izmetiet lietoļu prezervatīvu atkritumu tvertnē. Lietoļu prezervatīvu nedrīkst iznest tualetes podā.

قلمة الاستخدام

أفتح الرقعة المعدنية مع حمل يضمن حماية نسبة 100% أثناء الرقعة المعدنية غير متروكة فيه، أو الأضرار المقلوبة جنباً أو فيزوس نقص الماعة البشرية.

請在使用前讀說明書

一些药物与避孕套接触可能会导致其损坏。其具体咨询高医生或药剂师。仅可使用与乳製避孕套安全使用的其他潤滑剂。油性潤滑剂会損坏避孕套。沒有哪種避孕套能够 100% 保证避免怀孕、艾滋病 (HIV) 或性传播疾病。由天然橡胶制成。脫乳剂使用可能导致过敏反应，包括過敏性休克。保險套使用期間若發生破裂或渗漏，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝有損或破損的保險套。若感覺保險套脱落，停止檢查，若感覺保險套脱落，亦要予以檢查，以防其脱落。每只避孕套僅可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、干燥的地方，避免阳光直射。

استخدمه قبل الاستخدام

- 1) 拆開箱，取出避孕套。小心不要碰到尖銳的指甲或珠寶首飾。
- 2) 用拇指和食指挤压前缘，排出空气。阴交避孕套并且在进行任何身体接触前带上避孕套，以防任何传染性性病。如果避孕套意外滑落，请立即扔掉并使用新的避孕套。
- 3) 射精后，在阴交仍然活跃时抽出。握紧避孕套后面的环，以防滑落。
- 4) 将避孕套打结然后扔掉。切勿通过马桶将其冲走。

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

والتي تحمي من انتقال مرضي الجوارب وشحم. يحوي على المطاط الطبيعي.

قلمة الاستخدام

أفتح الرقعة المعدنية مع حمل يضمن حماية نسبة 100% أثناء الرقعة المعدنية غير متروكة فيه، أو الأضرار المقلوبة جنباً أو فيزوس نقص الماعة البشرية.

erekciju. Lai prezervatius nenoslīdētu, pieturiet tos ar abām malnās pie dzimumlocekļa pamatnes.

4) Izmetiet lietoļu prezervatīvu atkritumu tvertnē. Lietoļu prezervatīvu nedrīkst iznest tualetes podā.

قلمة الاستخدام

أفتح الرقعة المعدنية مع حمل يضمن حماية نسبة 100% أثناء الرقعة المعدنية غير متروكة فيه، أو الأضرار المقلوبة جنباً أو فيزوس نقص الماعة البشرية.

請在使用前讀說明書

一些药物与避孕套接触可能会导致其损坏。其具体咨询高医生或药剂师。仅可使用与乳製避孕套安全使用的其他潤滑剂。油性潤滑剂会損坏避孕套。沒有哪種避孕套能够 100% 保证避免怀孕、艾滋病 (HIV) 或性传播疾病。由天然橡胶制成。脫乳剂使用可能导致过敏反应，包括過敏性休克。保險套使用期間若發生破裂或渗漏，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝有損或破損的保險套。若感覺保險套脱落，停止檢查，若感覺保險套脱落，亦要予以檢查，以防其脱落。每只避孕套僅可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、干燥的地方，避免阳光直射。

استخدمه قبل الاستخدام

- 1) 拆開箱，取出避孕套。小心不要碰到尖銳的指甲或珠寶首飾。
- 2) 用拇指和食指挤压前缘，排出空气。阴交避孕套并且在进行任何身体接触前带上避孕套，以防任何传染性性病。如果避孕套意外滑落，请立即扔掉并使用新的避孕套。
- 3) 射精后，在阴交仍然活跃时抽出。握紧避孕套后面的环，以防滑落。
- 4) 将避孕套打结然后扔掉。切勿通过马桶将其冲走。

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

والتي تحمي من انتقال مرضي الجوارب وشحم. يحوي على المطاط الطبيعي.

قلمة الاستخدام

أفتح الرقعة المعدنية مع حمل يضمن حماية نسبة 100% أثناء الرقعة المعدنية غير متروكة فيه، أو الأضرار المقلوبة جنباً أو فيزوس نقص الماعة البشرية.

GB Extra Large Condoms Parallel sided transparent lubricated condom. Contains Natural Rubber Latex. Store in a cool dry place away from sunlight. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy, STI's or the HIV virus. Do not reuse. Consult instructions for use. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock.

DE Extra großes Kondom Zylindrische, transparente Kondome mit Gleitmittel. Enthält natürlichen Kautschuklatex. Kuhl und trocken lagern, keinem Sonnenstrahl aussetzen. Kein Verhütungsmittel kann 100% Schutz gegen unerwünschte Schwangerschaft, sexuell übertragbare Krankheiten oder das HIV-Virus bieten. Nur einmal verwenden. Gebrauchsanleitung lesen. Die Verwendung von Latex kann allergische Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, verursachen.

ES Condón extra grande Preservativo lubricado transparente de textura lisa. Contiene látex de goma natural. Guarde en un lugar fresco y seco y fuera de la luz directa del sol. Ningún método anticonceptivo garantiza una protección del 100% contra embarazos no deseados, ITS o el virus del VIH. No reutilizar. Consulte las instrucciones antes de usarlo. El uso de látex puede provocar una reacción alérgica que puede llegar incluso al shock anafiláctico.

AR واقى ذكري بحجم كبير جداً: شفاف متوازي الجوانب و مشحم. يحتوي على المطاط الطبيعي. تخزن العبوة في مكان بارد و جاف ، بعيدا عن أشعة الشمس. لا توفر وسائل منع الحمل حماية بنسبة 100% ضد الحمل أو العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً أو مرض نقص المناعة. لا تعيد استخدامه. راجع تعليمات الاستخدام. قد تسبب مادة اللاتكس حساسية أو صدمة تحسسية.

Skins Sexual Health Ltd is a British registered company. Skins and the Skins logo are registered trademarks of Skins Sexual Health Ltd based in the United Kingdom. Skins Condoms are made to the highest European quality standards and comply with International Standard **ENISO 4074**



EC REP

CE Partner 4U B.V
ESDOORNLAN 13, 3951 DB
Maan, The Netherlands

Distributor: Skins Sexual Health Ltd,
Brunel Business Park, Newark,
Nottinghamshire NG24 2AG, UK.



THIS
IS WHAT'S
INSIDE THE
CUBE...

CE 0197

ENISO
4074



Our Mission

Skins understand that sex is a fundamental part of physical and emotional wellbeing. We believe that a safe, healthy and rewarding sex life should be everyone's to enjoy. Our aim is to understand what 'better sex' means to you and our promise is to provide the information.

Ultimate Feeling

Skins are thinner with more lubricant than most standard condoms giving you the most intimate skin on skin feeling possible whilst staying better protected.