



Information

Informations • Informationen
Información • Informação • Bilgi
Informatie • Informazioni • informatsioon
informacija • informācija • информация
informacja • 信息 • מידע • معلومات



Distributor • Distributeur • Verteiler • Distribuidor • Distributör
• verdeler • Distributore • jagaja • skirstytuvass • izplatītājs •
Распределитель • Distribütör • 经销商 • תוארה • الموزع

Skins Sexual Health, Unit 5, Brunel Business Park,
Jessop Close, Newark, Nottinghamshire, NG24 2AG UK.

CE REP CE Partner 4U B.V. ESDOORNLAN 13,
3951 DB Moon, The Netherlands

Manufacturer • Fabricant • Hersteller • Fabricante • Tillverkare
• Fabrikant • fabbricante • tootja • gamintojas • ražotājs •
производитель • Üretici firma • 生产厂家 • יצרן • الشركة المصنعة



Dallan Latex Co., Ltd. No 18 Haixing Road
Pulandian District, Dalian, Liaoning Province, China.



Skins Condoms comply to the ENISO 4074
standard. Instructions revised: 11/2023
Expiry date of a condom is 5 years



SKCL-V2-11-2023



Read the leaflet before use

Medicines that might come in contact with the condom may damage it. Ask your doctor or pharmacist for advice. Only use additional lubricant that is safe to use with latex condoms. Oil-based products can damage a condom. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy. HIV or Sexual Transmitted Infections. Made from natural rubber latex. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock. Should the condom tear or leak during use, seek medical advice within 72 hours. Only use a condom from undamaged packaging. Never use a condom from a damaged foil. Stop and check if you feel the condom is slipping off. Also check when the condom feels too tight to prevent tearing. Only use a condom once. Multiple use will increase the risk of tearing and infections. Store in a cool dry place away from sunlight.

Instructions

1) Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery.

2) Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air.

Put the condom on when the penis is erect and before any physical contact, to prevent pregnancy or transmitting STIs.

If you accidentally roll the condom down the wrong way, throw it away and use a new one.

3) After ejaculation, withdraw whilst the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.

4) Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Lire la notice avant toute utilisation !

Les médicaments susceptibles d'entrer en contact avec le préservatif peuvent l'endommager. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Utilisez exclusivement un lubrifiant additionnel compatible avec les préservatifs en latex. Les produits à base d'huile peuvent endommager les préservatifs. Aucun contraceptif ne peut garantir 100 % de protection contre une

grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. Fabriqués en latex de caoutchouc naturel. L'utilisation de latex peut provoquer une réaction allergique, y compris un choc anaphylactique. Consultez un médecin dans les 72 heures en cas de déchirure ou de fuite du préservatif durant l'utilisation. Utilisez uniquement un préservatif dont l'emballage est intact. N'utilisez jamais un préservatif dont l'emballage/le film est endommagé. Arrêtez et vérifiez si vous sentez que le préservatif glisse. Vérifiez aussi si le préservatif semble trop serré afin d'éviter toute déchirure. N'utilisez un préservatif qu'une seule fois. Un usage multiple augmentera le risque de déchirure et d'infections. Conservez dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière du soleil.

Instructions

1) Déchirez l'emballage pour l'ouvrir et sortez le préservatif. Soyez vigilant(e) en cas d'ongles ou de bijoux.

2) Pincez l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index afin d'en expulser l'air. Enflez le préservatif lorsque le pénis est en érection et avant tout contact

physique afin d'éviter une grossesse ou la transmission de l'I.T.S.T. Si vous déroulez accidentellement le préservatif à l'envers, jetez-le et utilisez un nouveau.

3) Après éjaculation, retirez-vous alors que le pénis est encore en érection. Tenez l'anneau pour éviter que le préservatif ne glisse.

4) Nouez le préservatif et jetez-le. Ne le jetez jamais dans les toilettes.

Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen!

Medikamente, die mit dem Kondom in Kontakt kommen, können es beschädigen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Nur zusätzliche Gleitmittel verwenden, deren Gebrauch zusammen mit Latex-kondomen unbedenklich ist. Gleitmittel auf Ölschnee können ein Kondom beschädigen. Keine Verhütungsmethode bietet 100%igen Schutz gegen eine Schwangerschaft, das HIV-Virus oder eine sexuell übertragbare Infektion. Hergestellt aus Naturkautschuklatex. Die Verwendung von Latex kann zu allergischen Reaktionen,

einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, führen. Suchen Sie innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, wenn das Kondom bei der Verwendung gerissen oder undicht gewesen ist. Verwenden Sie nur Kondome mit unbeschädigter Verpackung. Verwenden Sie niemals ein Kondom, dessen Verpackung oder Folie beschädigt ist. Halten Sie inne und überprüfen Sie das Kondom, wenn es abgleitet. Tun Sie dies auch, wenn es zu straff sitzt, um zu vermeiden, dass es reißt. Jedes Kondom nur einmal verwenden. Eine Mehrfachverwendung wird das Risiko für Infektionen oder dass das Kondom reißt erhöhen. Kühl und trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Gebrauchsanweisung

1) Verpackung öffnen und Kondom herausnehmen. Vorsicht bei scharfen Fingernägeln oder Schmuck.

2) Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenrücken, um die Luft zu entfernen. Kondom erst überrollen, wenn der Penis steif ist, aber noch vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners. Dadurch wird eine Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen oder eine Schwangerschaft verhindert. Wenn das Kondom unabsichtlich verkehrt herum aufgerollt wird, wegwerfen und ein neues verwenden.

3) Nach dem Orgasmus Penis herausziehen, solange er noch steif ist. Dabei ist das Kondom am Rand festzuhalten, damit es nicht abgleitet.

4) Kondom zusammenknuten und wegwerfen. Kondome dürfen nie in die Toilette geworfen werden.

Lea las instrucciones antes de su uso.

Los medicamentos que puedan entrar en contacto con el preservativo podrían dañarlo. Consulte a su médico o farmacéutico al respecto. Utilice más lubricante solo si está indicado para utilizarse con preservativos de látex. Los productos basados en aceite podrían dañar el preservativo. No existe ningún anticonceptivo que pueda garantizar el 100% de protección contra el embarazo, el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Fabricados con goma de látex natural. El uso de látex puede provocar reacciones alérgicas, entre las que se incluye el shock anafiláctico. Si el preservativo se desgarga o se rompe durante su uso, acuda a un médico en un plazo máximo de 72 horas. Utilice

únicamente preservativos que procedan de embalajes precintados. No utilice nunca un preservativo que proceda de un embalaje roto o dañado. Si siente que el preservativo se desliza, deténgase y compruébelo. Haga lo mismo si el preservativo está demasiado ajustado, a fin de evitar que se rompa. Nunca utilice el mismo preservativo más de una vez. Utilizar un preservativo más de una vez aumenta el riesgo de infección y rotura. Almacene en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Instrucciones de uso

1) Rasgue el envoltorio y saque el preservativo. Tenga cuidado de no dañarlo con uñas o joyas afiladas.

2) Cuando se ponga el condón, apriete la punta del mismo entre el dedo pulgar y el dedo índice con objeto de expulsar el aire que puede quedar en el interior. Coloque el preservativo en el pene erecto. Evite el contacto antes de colocar el preservativo para evitar el embarazo o la transmisión de ITS. Si coloca el preservativo de forma incorrecta por error, deshágase de él y utilice uno nuevo.

3) Tras la eyacuación, retire el preservativo mientras el pene está erecto. Evite que se deslice sujetando el preservativo por el anillo.

4) Deshágase del preservativo tirándolo a la basura. No lo tire nunca al retrete.

Läs baksedeln före användning.

Läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen kan skada den. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd. Om extra glidmedel används måste det vara säkert att använda med latexkondomer. Oljebaserade produkter kan orsaka skada på kondomer. Inget preventivmedel kan garantera 100 % skydd mot graviditet, hiv eller sexuellt överförbara infektioner. Tillverkade av naturgummlatex. Användningen av latex kan orsaka en allergisk reaktion inklusive anafylaktisk chock. Kontakta läkare inom 72 timmar om kondomen har gått sönder eller läcker vid användningen. Använd bara kondomen om förpackningen är oskadad. Använd aldrig kondom om förpackningen följer en skadad. Om du känner att kondomen glider av, avbryt samlaget. Om det känns som att kondomen sitter för trångt, kontrollera att den inte springer. Använd varje kondom endast en gång. Använd aldrig en kondom flera gånger. Det finns risk för infektioner och att den går sönder. Förvaras svalt och tørt. Ljuskänsligt.

Instruktion

1) Öppna förpackningen och ta ut kondomen. Var försiktig med vassa naglar eller smycken.

2) Kläm åt toppen med tumme och pekfinger för att pressa ut luften. Trä på kondomen när penis är styv och innan någon fysisk kontakt sker, för att undvika graviditet eller smittsamma könssjukdomar. Om du av misstag rullar på kondomen på fel sätt ska du kasta den och använda en ny.

3) Efter utlösning där du ut penis medan den fortfarande är styv. Hall i ringen på kondomen för att undvika att den glider av.

4) Slå en knut på kondomen och släng den. Spola aldrig ner den i toaletten.

Lea as instruções antes do uso.

O preservativo pode ficar danificado se entrar em contacto com determinados medicamentos. Aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico. Utilize exclusivamente lubrificantes adicionais que sejam compatíveis com preservativos de látex. Produtos à base de óleo podem danificar o preservativo. Infelizmente não há nenhum anticoncepcivo que garanta 100% de proteção contra a gravidez, VIH e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis. Fabricado com goma de látex natural. A utilização de látex pode causar uma reação alérgica, incluindo choque anafilático. Procure obter aconselhamento médico no prazo de 72 horas se o preservativo se rasgar ou apresentar furos durante a utilização. Utilize o preservativo apenas se a embalagem não estiver danificada. Nunca utilize um preservativo de uma embalagem ou pacote danificados. Se achar que o preservativo está a sair, pare e confirme. Confirme também se achar que o preservativo está demasiado apertado, para prevenir rasgos. Nunca utilize o mesmo preservativo mais de uma vez. A utilização múltipla irá aumentar o risco de rasgos e infeções. Conserve em local fresco e seco, e protegido de fontes de luz ou de fontes de calor.

5) Após a ejaculação, retire o preservativo enquanto o pênis está ereto. Evite que o preservativo deslize segurando-o pelo anel.

6) Desatada o preservativo tirando-o para a lixeira. Não o jete nunca no retrete.

Instruções

1) Rasgue o papel de alumínio com cuidado e retire o preservativo. Tenha cuidado com as unhas ou jóias.

2) Quando colocar o preservativo, aperte a ponta entre o polegar e o dedo indicador para expelir o ar. Coloque o preservativo no pénis quando ereto e antes de qualquer contacto físico entre o pénis e o corpo do parceiro. Desta forma evita uma possível gravidez ou a transmissão de

DST. Se acidentalmente desenrolar o preservativo de forma errada, deite-o fora e use um novo.

3) Após a ejaculação, retire o preservativo do pénis enquanto ainda ereto. Segure o preservativo pelo anel, a fim de evitar que ele caia.

4) De um nó no preservativo antes de deitar fora. Nunca o deslize na sanita.

Lees voor gebruik de bijsluiter!

Medicijnen die in aanraking komen met het condoom kunnen het beschadigen. Vraag het je dokter of apotheker. Gebruik alleen extra glidmiddel dat veilig te gebruiken is met latex condoms. Glijmiddelen op oliebasis kunnen een condoom beschadigen. Geen enkel voorbehoedmiddel biedt 100% bescherming tegen zwangerschap, het HIV virus of seksueel overdraagbare aandoeningen. Gemaakt van natuurlijke rubberlatex. Het gebruik van latex kan een allergische reactie of anafylactische shock veroorzaken. Vraag binnen 72 uur medisch advies wanneer het condoom scheurt of lekt tijdens het gebruik. Gebruik alleen een condoom uit een onbeschadigde verpakking. Gebruik nooit een condoom waarvan de verpakking folie volledig beschadigd is. Stop en controleer wanneer je het condoom voelt afslippen. Controleer ook als het condoom te strak voelt om te voorkomen dat het scheurt. Gebruik een condoom slechts één keer. Meermalig gebruikt verhoogd het risico op scheuren en het overdragen van infecties. Bewaren, op een koele droge plaats, buiten bereik van zonlicht.

Gebruiksaanwijzing

1) Scheur de verpakking open en haal het condoom eruit. Pas op met scherpe nagels of sieraden.

2) Knijp het tuig dicht tussen duim en wijsvinger zodat er geen lucht achterblijft. Doe het condoom pas ongeluk aan de verkeerde kant afrolt gooi je het weg en gebruikt een nieuw.

3) Trek na het klaarkomen terug als de penis nog stijf is. Houdt hierbij het condoom aan de rand vast om afglijden te voorkomen.

4) Doe een knoop in het condoom en gooï het weg. Noot in het toilet.

Never Go In Without A Skin

0007-1226/07/0000-0000\$05.00/0