

EN

Correct position of the garters:

- Make sure the garters are at hip level.
- Guide the penis into the vagina.
Note that you should do this every time you change position.

When you finish:

- Move the penis away from the vaginal area. Twist the base.
- Remove the condom by pulling it out like a tampon.
- After use, dispose of the condom in a hygienic manner.

How to use passion ring?

- Remove it carefully making sure not to damage it with fingernails or jewelry.
- Unroll only the garter, not the condom.
- Make sure that the ring faces the vagina and put the garter on as if it were a panty.
- Insert the ring into the vagina, push the ring in like a tampon.
- Make sure it is well inside before penetration.

Important Information

- Keep dry
- Recyclable
- Do not reuse
- Consult instructions
- Keep away from sunlight
- Do not use if package is damaged
- 40°C temperature limit
- Non-sterile
- Latex
- Contains 4 internal condoms made of AT-10 synthetic resin.
- Does not contain spermicide and is pre-lubricated to facilitate insertion and use.
- Includes a retention mechanism designed to help keep the condom in place during use.

FR

Position correcte des jarretières :

- Assurez-vous que les jarretières arrivent au niveau des hanches.
- Guidez le pénis dans le vagin.
Notez que vous devez répéter cette opération à chaque changement de position.

Une fois terminé :

- Éloignez le pénis de la zone vaginale. Tournez la base.
- Retirez le préservatif en le tirant comme un tampon.
- Après usage, jetez le préservatif de manière hygiénique.

Comment utiliser l'anneau de passion ?

- Retirez-le délicatement en veillant à ne pas l'abîmer avec vos ongles ou vos bijoux.
- Déroulez uniquement le porte-jarretelles, pas le préservatif.
- Assurez-vous que l'anneau est orienté vers le vagin et enfiler le porte-jarretelles comme une culotte.
- Insérez l'anneau dans le vagin en le poussant comme un tampon.
- Assurez-vous qu'il est bien inséré avant la pénétration.

Informations importantes

- Conserver au sec
- Recyclable
- Ne pas réutiliser
- Consulter la notice
- Conserver à l'abri du soleil
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Température maximale d'utilisation : 40 °C
- Non stérile
- Latex
- Contient 4 préservatifs internes en résine synthétique AT-10.
- Ne contient pas de spermicide et est pré-lubrifié pour faciliter l'insertion et l'utilisation.
- Comprend un système de maintien pour maintenir le préservatif en place pendant l'utilisation.

ES

Posición correcta de las ligas:

- Asegúrate de que las ligas estén a la altura de las caderas.
- Guía el pene hacia la vagina.
Recuerda que debes hacer esto cada vez que cambies de posición.

Al terminar:

- Aleja el pene de la zona vaginal. Gira la base.
- Retira el preservativo tirando de él como si fuera un tampón.
- Después de usarlo, desecha el preservativo de forma higiénica.

¿Cómo usar el anillo de la pasión?

- Retíralo con cuidado, evitando dañarlo con las uñas o joyas.
- Desenrolla solo la liga, no el preservativo.
- Asegúrate de que el anillo quede hacia la vagina y ponte la liga como si fuera una braguita.
- Introduce el anillo en la vagina, empujándolo como si fuera un tampón.
- Asegúrate de que esté bien dentro antes de la penetración.

Información importante

- Mantener seco
- Reciclable
- No reutilizar
- Consultar las instrucciones
- Mantener alejado de la luz solar
- No usar si el envase está dañado
- Temperatura máxima: 40 °C
- No estéril
- Látex
- Contiene 4 preservativos internos de resina sintética AT-10.
- No contiene espermicida y viene prelubricado para facilitar la inserción y el uso.
- Incluye un mecanismo de retención diseñado para mantener el preservativo en su lugar durante su uso.

DE

Richtige Position der Strumpfbänder:

- Achten Sie darauf, dass die Strumpfbänder auf Hüfthöhe sitzen.
- Führen Sie den Penis in die Vagina ein.
Wichtig: Wiederholen Sie diesen Schritt bei jedem Positionswechsel.

Nach dem Sex:

- Ziehen Sie den Penis aus dem vaginalen Bereich heraus. Drehen Sie die Peniswurzel.
- Entfernen Sie das Kondom, indem Sie es wie einen Tampon herausziehen.
- Entsorgen Sie das Kondom nach Gebrauch hygienisch.

Anwendung des Sexrings:

- Entfernen Sie den Sexring vorsichtig und achten Sie darauf, ihn nicht mit Fingernägeln oder Schmuck zu beschädigen.
- Rollen Sie nur das Strumpfband ab, nicht das Kondom.
- Achten Sie darauf, dass der Ring zur Vagina zeigt, und ziehen Sie das Strumpfband wie einen Slip an.
- Führen Sie den Ring in die Vagina ein, indem Sie ihn wie einen Tampon hineinschieben.
- Stellen Sie sicher, dass er vollständig eingeführt ist, bevor Sie penetrieren.

Wichtige Informationen

- Trocken lagern
- Recyclbar
- Nicht wiederverwenden
- Gebrauchsanweisung beachten
- Vor Sonnenlicht schützen
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Maximale Temperatur: 40 °C
- Nicht steril
- Latex
- Enthält 4 Innenkondome aus AT-10-Kunstharz.
- Enthält kein Spermizid und ist vorgeschmiert, um das Einführen und die Anwendung zu erleichtern.
- Mit einem Haltemechanismus, der das Kondom während der Anwendung an Ort und Stelle hält.

IT

Posizione corretta delle giarrettiere:

- Assicurarsi che le giarrettiere siano all'altezza dei fianchi.
- Guidare il pene nella vagina.
Ricordarsi di ripetere questa operazione ogni volta che si cambia posizione.

Al termine:

- Allontanare il pene dalla zona vaginale. Ruotare la base.
- Rimuovere il preservativo estraendolo come un tampone.
- Dopo l'uso, smaltire il preservativo in modo igienico.

Come usare l'anello vaginale?

- Rimuoverlo con attenzione, facendo attenzione a non danneggiarlo con le unghie o altri gioielli.
- Srotolare solo la giarrettiera, non il preservativo.
- Assicurarsi che l'anello sia rivolto verso la vagina e indossare la giarrettiera come se fosse uno slip.
- Inserire l'anello nella vagina, spingendolo come un tampone.
- Assicurarsi che sia ben inserito prima della penetrazione.

Informazioni importanti

- Conservare in luogo asciutto
- Riciclabile
- Non riutilizzare
- Consultare le istruzioni
- Tenere lontano dalla luce solare
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Limite di temperatura: 40 °C
- Non sterile
- Lattice
- Contiene 4 preservativi interni in resina sintetica AT-10.
- Non contiene spermicida ed è pre-lubrificato per facilitare l'inserimento e l'uso.
- Include un meccanismo di ritenzione progettato per aiutare a mantenere il preservativo in posizione durante l'uso.